

VALIDATION TESTING DIALOG

Versi Aplikasi: 1.0

Penguji: Dwi Gusna, Nurul Hidayah, Alya Putri Avianti

I. MODUL OTENTIKASI (LOGIN & REGISTER)

ID Test	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
AUTH-01	Registrasi Akun Baru	1. Buka halaman Register. 2. Isi Nama, Email, Password, BB, TB, Usia. 3. Klik tombol "Daftar".	Akun berhasil dibuat di Firebase Auth & Firestore. User diarahkan ke Dashboard.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
AUTH-02	Login Berhasil	1. Buka halaman Login. 2. Masukkan Email & Password yang benar. 3. Klik "Masuk".	Login berhasil. User diarahkan ke Dashboard.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
AUTH-03	Login Gagal	1. Masukkan Email yang benar tapi Password salah. 2. Klik "Masuk".	Muncul pesan error (Toast) "Authentication Failed" atau sejenisnya.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass

AUTH-04	Logout	1. Di Dashboard, klik tombol "Logout".	User keluar dan kembali ke halaman Login.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
----------------	---------------	--	---	-------------------------------	------

II. MODUL DASHBOARD & PROFIL

ID Test	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
DASH-01	Tampilan Data Profil	1. Login ke aplikasi. 2. Perhatikan bagian atas Dashboard (Grid Profil).	Data BB, TB, BMI, Kalori, dan Status BMI tampil sesuai data yang diinput saat register.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
DASH-02	Grafik Gula Darah	1. Pastikan sudah ada data log gula darah. 2. Perhatikan Line Chart di Dashboard.	Grafik muncul dengan dua garis (GDP: Biru, GD2PP: Merah). Titik data sesuai.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
DASH-03	Saran Cerdas (Smart Advice)	1. Input gula darah dengan nilai tinggi (misal: 300). 2. Kembali ke Dashboard. 3. Cek kartu "Saran Hari Ini".	Kartu muncul dengan warna kuning/peringatan. Teks saran relevan dengan kondisi "Diabetes".	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass

III. MODUL LOG GULA DARAH (INPUT & RIWAYAT)

ID Test	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
GULA-01	Input Gula Darah Baru	1. Buka menu Input Gula. 2. Pilih Tanggal, Waktu, Jenis (GDP). 3. Isi nilai (misal: 100). 4. Klik Simpan.	Muncul Toast "Berhasil". Aplikasi otomatis pindah ke Dashboard yang sudah ter-refresh.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
GULA-02	Logika Status Gula	1. Input nilai gula > 200. 2. Cek status otomatis di form "Lihat Semua".	Status otomatis berubah menjadi "Diabetes" (Teks Merah).	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
GULA-03	Lihat Riwayat	1. Klik "Lihat Semua" di Dashboard. 2. Cek daftar riwayat.	Data yang baru diinput muncul di daftar paling atas (jika diurutkan descending).	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass

IV. MODUL CATATAN MAKANAN (FOOD LOG)

ID Test	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
MAKAN-01	Tambah Log dengan Kamera	1. Buka Input Makanan -> Klik Tambah (+). 2. Klik "Pilih Foto" -> Kamera. 3. Ambil foto -> Isi Nama & Porsi. 4. Simpan.	Foto tampil di preview. Data tersimpan di Firestore (Base64). User diarahkan kembali ke list riwayat.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
MAKAN-02	Tambah Log dengan Galeri	1. Klik Tambah (+). 2. Klik "Pilih Foto" -> Galeri. 3. Pilih gambar -> Isi data -> Simpan.	Gambar dari galeri terpilih. Data tersimpan. List riwayat ter-update otomatis.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
MAKAN-03	Tampil Gambar di List	1. Buka halaman Riwayat Makanan.	Setiap item menampilkan foto kecil (thumbnail) makanan yang diinput.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
MAKAN-04	Edit Data Makanan	1. Klik salah satu item makanan. 2. Ubah Porsi atau Nama (tanpa ganti foto).	Data terupdate. Foto lama tetap ada. Kembali ke list riwayat.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass

		3. Klik Simpan.			
MAKAN-05	Hapus Data Makanan	1. Klik salah satu item. 2. Klik tombol "Hapus". 3. Konfirmasi "Ya".	Data hilang dari list riwayat.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass

V. MODUL REKOMENDASI (RESEP & MEAL PLANNER)

ID Test	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
RESEP-01	Navigasi Kategori	1. Buka menu Rekomendasi. 2. Klik kartu "Sarapan".	Pindah ke halaman Daftar Resep. Judul halaman: "Resep Sarapan".	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
RESEP-02	Filter Resep	1. Pastikan di database ada resep kategori "Sarapan" dan "Makan Siang". 2. Buka kategori "Sarapan".	Hanya resep dengan kategori "Sarapan" yang muncul. Resep "Makan Siang" tidak boleh muncul.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass
RESEP-03	Detail Resep	1. Klik salah satu kartu resep di daftar. 2. Perhatikan halaman detail.	Halaman Detail terbuka. Menampilkan: Foto Besar, Kalori, Bahan (List), dan Langkah (List) dengan rapi.	Sesuai dengan yang diharapkan	Pass